


## PRODUKTBLAD



<b>Produktnamn:</b>	<b>Antirefluxventil till magsond dubbellumen</b>
<b>Artikelnummer:</b>	852.01
<b>Material:</b>	Polykarbonat och silikon
<b>Avdelningsförpackning:</b>	30 st
<b>Transportförpackning:</b>	1440 st
<b>Övrigt:</b>	Används tillsammans med dubbelumen sonder av typen "salem-sump" för att förhindra att maginnehåll skall läcka ut från den sekundära lumen
<b>Produkten är CE-märkt:</b>	Ja