

VASKULÄR ACCESS

För medellångt bruk



## leaderflex

Universalkateter för  
perifer, arteriell  
& central kateterisering



Value Life

## Leaderflex är en mångsidig kateter som kan användas till följande:


- Centralvenös kateterisering hos barn
- Perifer (Midline) kateterisering hos barn & vuxna
- Arteriell kateterisering hos barn



Vi använder Leaderflex till patienter som behöver upp till 4 veckors intravenös antibiotikaterapi, antingen på sjukhus eller i hemmet. Alla våra patienter som skrivs över till hemsjukvården med intravenös antibiotikabehandling har en Leaderflex inlagd. Den huvudsakliga fördelen för patienten är att Leaderflex är bekväm och att den kan användas under hela behandlingen. Det innebär att det räcker med ett stick. Fördelarna för personalen är att den är lätt att lägga in och att använda. Vi använder Leaderflex inom vår ortopediska verksamhet.



CNS Educator Intravenous Therapy, Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust



## • leaderflex Med rak metalledare

Art:nr	Kateter (polyuretan)						Punktionsnål		Ledare		Fp Antal/kartong
	Ø (Fr)	Längd (cm)	Int. Ø - Ext. Ø (mm)	Fyllnads-volym (ml)	Flödes-Hast (ml/min)	Slang-längd (mm)	Gauge	Längd (mm)	Ø (mm)	Längd (cm)	
1212.04/060*	2	4	0.5 - 0.7	0.15	17	44	22	42	0.46	230	20
1212.06	2	6	0.5 - 0.7	0.16	14	44	22	42	0.46	230	20
1212.08	2	8	0.5 - 0.7	0.17	12	44	22	42	0.46	260	20
1212.10	2	10	0.5 - 0.7	0.18	10	44	22	42	0.46	400	20
1212.15	2	15	0.5 - 0.7	0.19	7	44	22	42	0.46	400	20
1212.20	2	20	0.5 - 0.7	0.2	4.4	98	22	42	0.46	500	20
1212.205**	2	20	0.5 - 0.7	0.2	4.4	98	22	42	0.46	500	20

\*Innehåller en hålduk 45x45 cm, 4 bolltork

\*\*Graderingar vid varje centimeter

## • leaderflex med «J» Nitinol ledare

Art:nr	Kateter (polyuretan)						Punktionsnål		Ledare		Fp antal/kartong
	Ø (Fr)	Längd (cm)	Int. Ø - Ext. Ø (mm)	Fyllnads-volym (ml)	Flödes-hast (ml/min)	Slang-längd (cm)	Gauge	Längd (mm)	Ø (mm)	Längd (cm)	
1212.062	2	6	0.5 - 0.7	0.16	14	4.5	22	42	0.5	40	20
1212.082	2	8	0.5 - 0.7	0.17	12	4.5	22	42	0.5	40	20

För ytterligare information, vänligen kontakta: [info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)

The specifications given in this brochure are for information only and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå  
Telefon: 0910-884 50. [www.vygon.se](http://www.vygon.se)