

IV TERAPI  
Injektionsventil & Tillbehör














vadsite®  
Produktutbud

Vadsite är en injektionsventil som medför att läkemedel, vätskor och blodprodukter kan ges till patienten på ett hygieniskt och säkert sätt.

Bild	Art:nr	Beskrivning	Avd.Fp / Trp.Fp
	898.03	Vadsite i blisterförpackning	25 / 1200
	898.038	Vadsite med protektor i blisterförpackning	25 / 1200
	898.11	Arteriell Vadsite i blisterförpackning	25 / 1200

Vadsite Octopus medför att flera infusioner/injektioner kan ges samtidigt i samma venösa infart.



Bild	Art:nr	Antal lumen	Slang-längd	ARV*	Fyllnads-volym	Avd.Fp / Trp.Fp
	5224.01	1	10 cm	0	 0.29 ml	50 / 600
	5224.012	1	10 cm	0	 0.29 ml	50 / 600
	6841.21	2	8 cm	0	 0.34 ml	50 / 300
	6841.211	2	8 cm	1	 0.43 ml  0.34 ml	50 / 300
	6841.212	2	8 cm	2	 0.43 ml	50 / 300
	6841.31	3	8 cm	0	 0.31 ml	50 / 300
	6841.312	3	8 cm	2	 0.44 ml  0.35 ml	10 / 240
	6841.313	3	8 cm	3	 0.44 ml	50 / 300

\*Anti-Reflux Ventil



 Lumen med Anti-reflux ventil

 Lumen utan Anti-reflux ventil

## vadcap



Bild	Art:nr	Diameter	Avd.Fp / Trp.Fp
	821.31	14	50 / 600
	821.32	20	50 / 600

## vadspike

Bild	Art.nr	Anti Reflux Ventil	Avd.Fp / Trp.Fp
	856.015	Nej	25 / 300
	856.115	Ja	25 / 300


## vadsite<sup>®</sup> T-connect

Vadsite med T-koppling är speciellt designad för barn- och neonatalsjukvård: liten fyllnadsvolym, lätt, låg profil och förlängnings slang.

Bild	Art:nr	Koppling	Slang-längd	Fyllnads-volym	Avd.Fp/ Trp.Fp
	822.615	Luer-slip	10	0.31 ml	20 / 240
	822.115	Luer-lock	10	0.31 ml	20 / 240

## vadsite<sup>®</sup> vyclic 3 way-tap

Vadsite Vyclic 3-vägskran och Vadsite Vyclic 3-vägskran med förlängningsslang kombinerar smidigheten med 3-vägskran och säkerheten med Vadsite.

Bild	Art.nr	Vadsite	Avd.Fp/ Trp.Fp
	70876.205	1	50 / 300



876.005

2

50 / 300

## vadsite<sup>®</sup> vyclic 3 way-tap Med förlängningsslang

Bild	Art.nr	Slang-längd	Fyllnads-volym	Avd.fp/ Trp.Fp
	5141.015	13.5 cm	1.1ml	50 / 200



5141.005

25 cm

1.7 ml

50 / 200

Vystar Vadsite kranblock kombinerar smidigheten i användandet av ramper och säkerheten med Vadsite. Produkten medför även att flera injektioner/infusioner kan ges i samma intravenösa infart.



Art.nr	Antal kranar	vadsite	Slanglängd	Kranhållare	Fyllnadsvolym		Avd.Fp/Trp.Fp
					Slang	Kranblock	
5828.025	2	3	50 cm	Ja	2.65 ml	0.56 ml	25 / 100
5828.125	2	3	100 cm	Ja	5.10 ml	0.56 ml	25 / 100
5828.225	2	3	150 cm	Ja	7.60 ml	0.56 ml	25 / 100
5828.525	2	3	200 cm	Ja	10.00 ml	0.56 ml	25 / 100
5828.035	3	4	50 cm	Ja	2.65 ml	0.78 ml	15 / 60
5828.135	3	4	100 cm	Ja	5.10 ml	0.78 ml	15 / 60
5828.235	3	4	150 cm	Ja	7.60 ml	0.78 ml	15 / 60
5828.535	3	4	200 cm	Ja	10.00 ml	0.78 ml	15 / 60
5828.045	4	5	50 cm	Ja	2.65 ml	1.01 ml	15 / 60
5828.145	4	5	100 cm	Ja	5.10 ml	1.01 ml	15 / 60
5828.245	4	5	150 cm	Ja	7.60 ml	1.01 ml	15 / 60
5828.545	4	5	200 cm	Ja	10.00 ml	1.01 ml	15 / 60
5828.055	5	6	50 cm	Ja	2.65 ml	1.23 ml	15 / 60
5828.155	5	6	100 cm	Ja	5.10 ml	1.23 ml	15 / 60
5828.255	5	6	150 cm	Ja	7.60 ml	1.23 ml	15 / 60
5828.555	5	6	200 cm	Ja	10.00 ml	1.23 ml	15 / 60
5828.065	6	7	50 cm	Ja	2.65 ml	1.46 ml	15 / 60
5828.165	6	7	100 cm	Ja	5.10 ml	1.46 ml	15 / 60
5828.265	6	7	150 cm	Ja	7.60 ml	1.46 ml	15 / 60
5828.565	6	7	200 cm	Ja	10.00 ml	1.46 ml	15 / 60



**För ytterligare information, kontakta [info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)**

The specifications given in this brochure are for information only and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

---

Vygon (Sweden) AB. Högströmögatan 16, 931 33 Skellefteå  
Tel: 0910-884 50. Fax: 0910-884 54.  
[info@vygon.se](mailto:info@vygon.se). [www.vygon.se](http://www.vygon.se).



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)