

NUTRITION  
Enteral nutrition

nutrifit®



Ett säkert enteralt system  
för vuxna och äldre barn



Value Life

## Vad är ISO 80369 ?

Det är en internationell standard som tagits fram i syfte att undvika felkopplingar inom vården t.ex. så innebär det att en enteral spruta med en ENFit-koppling inte kan anslutas till en Luer koppling.

ISO 80369 består av :

- Part 1: Generella krav
- Part 2: Kopplingar avsedda för respiratoriskt bruk
- **Part 3: Kopplingar avsedda för enteralt bruk**
- Part 4: Kopplingar för urologiskt bruk
- Part 5: Kopplingar för uppblåsbara manschetter etc
- Part 6: Kopplingar för neuroaxialt bruk
- Part 7: Kopplingar för intravenöst bruk (Luer)
- Part 20: Testmetoder



## Vad är ISO 80369-3 ?


ISO 80369-3 är del 3 av ISO 80369, vilken avser kopplingar för enteralt bruk. Del 3 beskriver alla dimensioner och ritningar av den valda ISO-standardkopplingen för enteralt bruk. I nuläget finns det bara en ISO-standard för enterala kopplingar, denna är avsedd att kunna användas till alla patienter.

## Vad är « ENFit » ?

För att underlätta kommunikationen rörande denna nya ISO-koppling (ISO 80369-3) Så kommer denna koppling att benämnas « ENFit ».

## Vad är nutrifit ?

Nutrifit är Vygons varumärke för alla produkter som är försedda med en ENFit-koppling.



## Är nutrifit kompatibel med ISO 80369-3 ?

Ja, nutrifit är kompatibel med ISO 80369-3.

## Vilken är Vygons syn på ENFit systemet ?

Vygon rekommenderar användandet av ENFit till äldre barn & vuxna. På grund av ENFit-kopplingens storlek finns dock en risk för underöverdosering vid administrering av små volymer. Denna risk är mest påtaglig vid vård av neonatala barn.



## Vad rekommenderar Vygon till neonatalsjukvården ?

Vygon rekommenderar nutrisafe2® till denna patientgrupp. Den säkra kopplingen har funnits på marknaden i 10 år. nutrisafe2® är säker, nätt och pålitlig och uppfyller de krav som ställs i ISO 80369-1.



## nutrifit® : Ett säkert enteralt nutritionssystem anpassat för vuxna och äldre barn.

nutrifit® ett komplett utbud av produkter:



- Pumpar
- Pumpaggregat
- Sonder
- Sprutor
- Förlängningsslangar
- Uppdragningsrör
- Tillbehör



- **PVC sonder**

Längd	Storlek					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
90cm	366.087	366.107	366.127	366.147	366.167	366.187
125cm	362.087	362.107	362.127	362.147	362.167	362.187

Utan ledare

- **PUR sonder utan ledare**

Längd	Storlek					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
40cm	1364.087					
50cm	1361.087	1361.107				
90cm	1366.087	1366.107	1366.127			
125cm	1362.087	1362.107	1362.127	1362.147	1362.167	1362.187

- **PUR sonder med ledare**

Längd	Storlek					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
90cm stängd ände	1366.0871	1366.1071	1366.1271	1366.1471	1366.1671	1366.1871
90cm öppen ände	1366.0872	1366.1072	1366.1272			
125cm stängd ände	1362.0871	1362.1071	1362.1271	1362.1471	1362.1671	1362.1871
125cm öppen ände	1362.0872	1362.1072	1362.1272			
125cm med vikt	1362.0874	1362.1074	1362.1274	1362.1474	1362.1674	1362.1874

Utan ledare

- **Silikonsonder**

Längd	Storlek					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
50cm	2331.087					
125cm	2332.087	2332.107	2332.127	2332.147	2332.167	2332.187

Utan ledare

- **PVC dubbellumen sond (för aspiration)**

Längd	Storlek					
	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr
60cm	340.087					
90cm		340.107	340.127	340.147		
120cm					340.167	340.187

Utan ledare

## nutrifit®: Sprutor

nutrifit®

### • Transparenta sprutor

Art:nr	Volym
1015.017	1ml
1015.027	2.5ml
1015.057	5ml
1015.107	10ml
1015.207	20ml
1015.607	60ml



## nutrifit®: Tillbehör

### • Förlängningsslangar

Längd	Standard diameter (1.5 mm)
100cm	368.107
150cm	368.157

### • Förlängningsslangar med klämma

Längd	Standard diameter (1.5 mm)
100cm	368.1071
150cm	368.1571

### • Uppdragningsrör

Längd	Lågvolym Ø 1.2x2.0mm
5cm	817.057
15cm	817.157

### • Övriga tillbehör

Produkt	Art:nr
Y-koppling	368.47
Honkork	829.07
3-vägskran	5802.07



**För ytterligare information, kontakta [info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)**

The specifications shown in this leaflet are for information only and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

---

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå  
Tel: 0910-884 50. Fax: 0910-884 54.  
[info@vygon.se](mailto:info@vygon.se) [www.vygon.se](http://www.vygon.se)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)