



Produktnamn:

leadercath arteriel E.L[®]

Kateter				Kateter med slang	Kateter	Punktionsnål		
Art.nr	Längd (cm)	Fr	Extern Ø (mm)	Fyllnadsvolym (ml)	Flödes hastighet (ml/min)	Längd (mm)	G	Extern Ø (mm)
6115.096	6	3	0,9	0,22	16,5	38	20	0,9
6115.098	8	3	0,9	0,23	15,5	38	20	0,9
6115.091	11	3	0,9	0,23	11	38	20	0,9
6115.118	8	4	1,2	0,27	33	54	19	1,1
6115.111	11	4	1,3	0,29	30	54	19	1,1

Storlek ledare:

0,46 mm (3 Fr) 0,64 mm(4 Fr)

Längd Ledare:

300 mm (6-8cm) 400 mm (11cm)

Material:

PUR, PC, PE, PP, ABS, PVC och rostfritt stål

Avdelningsförpackning:

20 st

Transportförpackning:

180 st

Övrig information:

Röntgensynlig artärkateter i PUR. Med punktionsnål och ledare. Ftalatfri och latexfri.

Kan även användas som venös midlinekateter.

Produkten är CE-märkt:

Ja