

Neonatala & pediatrika PICC line till nyfödda < 1 kg och till barn > 1 kg



Vygon kan erbjuda ett flertal PICC line (Peripherally Inserted Central Catheter) till neonatal- och barnsjukvård.

Katetrarna är från 1 Fr (28G) till 4 Fr (18G) i polyuretan (PUR), samt 2 Fr (24G) i silikon (beställningsvara).

Katetrar finns både med och utan ledare.

De flesta katetrarna har fixeringsvingar och förlängningsslang. Alla katetrar är röntgentäta samt centimetermarkerade.

I produktfamiljen ingår även en kateter i silikon som placeras i vena Cava via navelvenen – haumont **kit**[®]

Användningstid för alla PICC line är upp till 30 dagar.

premicath[®] 28 G (1 Fr)

premicath[®] är Vygons minsta PICC line och är lämplig för barn < 1 kg.
premicath[®] är i polyuretan, röntgentät, har förlängnings slang (8 cm) och centimetermarkering.

Art.nr	Fp	Längd	Ledare	Fyllnadsvolym	Introducernål
1261.153	10	15 cm	Ja	0,08 ml	24G PVK
1261.152	10	15 cm	Nej	0,08 ml	24G PVK
1261.207	10	20 cm	Ja	0,09 ml	24G PVK
1261.20	10	20 cm	Nej	0,09 ml	Splitnål
1261.22	10	20 cm	Nej	0,09 ml	Microflash
1261.307	10	30 cm	Ja	0,11 ml	24G PVK
1261.302	10	30 cm	Nej	0,11 ml	24G PVK

nutriline twinflo[®] 24 G (2 Fr)

nutriline twinflo[®] är en dubbellumen PICC line lämplig för prematura barn som är i behov av flera infusioner. nutriline twinflo[®] är i polyuretan, röntgentät och har centimetermarkering.

Art.nr	Fp	Längd	Ledare	Fyllnadsvolym	Introducernål
1252.225	10	20 cm	Nej	0,2 ml x 2	Microflash
1252.230	10	30 cm	Ja	0,2 ml x 2	Microflash
1252.232	10	30 cm	Nej	0,2 ml x 2	Ingen
1252.233	10	30 cm	Ja	0,2 ml x 2	Ingen
1252.235	10	30 cm	Nej	0,2 ml x 2	Microflash



nutriline[®] 24 G (2 Fr)

nutriline[®] är för barn > 1 kg. nutriline[®] kan fås med och utan ledare samt med eller utan introducernål. nutriline[®] är i polyuretan, röntgentät, har förlängnings slang och centimetermarkering.

Art.nr	Fp	Längd	Ledare	Fyllnadsvolym	Introducernål
1252.030	10	30 cm	Ja	0,12 ml	Microflash
1252.15	10	15 cm	Nej	0,06 ml	Splitnål
1252.150	10	15 cm	Nej	0,06 ml	Microflash
1252.30	10	30 cm	Nej	0,12 ml	Splitnål
1252.31	10	30 cm	Nej	0,12 ml	Ingen
1252.35	10	30 cm	Nej	0,12 ml	Microflash

epicutaneo2[®] 24 G (2 Fr)

epicutaneo2[®] är en silikonkateter med förlängnings slang, röntgentät och med centimetermarkering.

Art.nr	Fp	Längd	Int – Ext Ø	Fyllnadsvolym	Flödeshastighet	Introducer
2484.152	10	15 cm	0,3 mm – 0,6 mm	0,14 ml	6,3 ml/min	Microflash
2484.301	10	30 cm	0,3 mm – 0,6 mm	0,16 ml	3,9 ml/min	Breakaway needle
2484.302	10	30 cm	0,3 mm – 0,6 mm	0,16 ml	3,9 ml/min	Microflash
2484.502	10	50 cm	0,3 mm – 0,6 mm	0,17 ml	2,3 ml/min	Microflash

haumont kit[®] 24 G (2 Fr)

haumont kit[®] är en kateter i silikon för placering i navelvenen. För att underlätta införande i navelvenen medföljer 3 st introducers (6 Fr) i längderna 8, 9 och 11 cm. Katetern är röntgentät och med centimetermarkering. Placering via navelvenen är enkel och smärtfri samt ger en ökad komfort och rörelse för barnet. Dessutom minskas sticktillfällena och man sparar vener. Användningstid är som för PICC line 30 dagar.

Art.nr	Fp	Längd	Int – Ext Ø	Fyllnadsvolym	Flödeshastighet	Introducer
2184.01	1	30 cm	0,3 mm – 0,6 mm	0,12 ml	5,0 ml/min	8, 9, 11 cm

Inläggningsset – Neonatal PICC line (art.nr: 80 199.519)

Antal	Innehåll
2	45 x 70 cm duk – ej häftande
1	40 x 40 transparent duk, med hål, enkel att dela och avlägsna
2	33 x 38 cm papperdukar för att torka händerna
2	Måttband
1	Stasband
1	Peang, blå i plast
1	Spruta 10 ml
4	Kompress, bollformad
2	Tegaderm, 4 x 4 cm
1	Sax för neonatal
1	Peang, rak
1	Peang, böjd
5	Kompresser, 7,5 x 7,5 cm
2	Skål i plast
1	Bricka, 20 x 15 x 4 cm
1	Steri-Strip, 6 st, 6 x 38 mm
1	Bruksanvisning (IFU)

Introducernålar

Art.nr	Fp	Benämning	Till kateter
7366.510	25	Splitnål	1 Fr
7366.710	25	Splitnål	2 Fr
7366.810	25	Splitnål	3 Fr
7370.19	25	Microflash	2 Fr

