

PRODUKTBLAD



Produktnamn: POLYFILM®

Beskrivning: Transparent förband, speciellt utformad för att hålla hubernålar, CVK:er, PICC-lines och midlines på plats.

| Art.nr | Storlek | Avd.fp |
|----------|------------|--------|
| PF121401 | 12 x 14 cm | 50 st |

Övrig information: Transparent förband, vilket underlättar övervakning av punktionsstället. Tre stycken stripes 10 x 1,25 cm.

Fönstret utan vidhäftning i mitten av förbandet (3x7,5cm) ökar nålstabiliteten, minskar risken för att oavsiktligt avlägsna katetern eller för nålstickskada vid förbandsbyte.

Material förband: Vidhäftande polyuretan, icke vidhäftande polyester

Material skydd: Vitt silikonpapper

Material stripes: Non-woven mikroporös vidhäftning

Steriliseringmetod - Etylenoxid

Produkten är CE-märkt