

nutrifit®

Ett säkert enteralt system för vuxna och äldre barn

- Nutrifit är Vygons varumärke för alla produkter som är försedda med en ENFit-koppling
- Kompatibel med ISO 80369-3
- Kompletta utbud av produkter



nutrifit®: Sonder



PVC sonder

Längd	Fp	4Fr	5Fr	6Fr	8Fr	10Fr	12Fr	14Fr	16Fr	18Fr
40 cm	25	364.047	364.057	364.067	364.087					
50 cm	50	361.047	361.057	361.067	361.087	361.107				
75 cm	25	363.047	363.057	363.067	363.087	363.107	363.127			
90 cm	25				366.087	366.107	366.127	366.147	366.167	366.187
125 cm	25	362.047	362.057	362.067	362.087	362.107	362.127	362.147	362.167	362.187

PUR sonder utan ledare

Längd	Fp	4Fr	5Fr	6Fr	8Fr	10Fr	12Fr	14Fr	16Fr	18Fr
40 cm	25	1364.047	1364.057	1364.067	1364.087					
50 cm	50	1361.047	1361.057	1361.067	1361.087	1361.107				
75 cm	25	1363.047	1363.057	1363.067	1363.087	1363.107	1363.127			
90 cm	25				1366.087	1366.107	1366.127			
125 cm	25	1362.047	1362.057	1362.067	1362.087	1362.107	1362.127	1362.147	1362.167	1362.187

PUR sonder med ledare

Längd	Fp	6Fr	8Fr	10Fr	12Fr	14Fr	16Fr	18Fr
75 cm stängd ände	25	1363.0671						
90 cm stängd ände	25	1366.0671	1366.0871	1366.1071	1366.1271	1366.1471	1366.1671	1366.1871
90 cm öppen ände	25		1366.0872	1366.1072	1366.1272			
125 cm stängd ände	25	1362.0671	1362.0871	1362.1071	1362.1271	1362.1471	1362.1671	1362.1871
125 cm öppen ände	25		1362.0872	1362.1072	1362.1272			

Silikonsonder

Längd	Fp	4Fr	5Fr	6Fr	8Fr	10Fr	12Fr	14Fr	16Fr	18Fr
50 cm	10	2331.047	2331.057	2331.067	2331.087					
90 cm	10			2336.067						
125 cm	10	2332.047	2332.057	2332.067	2332.087	2332.107	2332.127	2332.147	2332.167	2332.187


1. PVC – Maximal användningstid 5 dagar
2. PUR – Maximal användningstid 29 dagar
3. Silikon – Maximal användningstid 29 dagar

nutrifit[®]: Sprutor



	1 ml LDT	2,5 ml LDT	5 ml LDT	10 ml	20 ml	60 ml
Art.nr	1015.018	1015.028	1015.058	1015.107	1015.207	1015.607
Fp	100	100	100	100	80	60

nutrifit[®]: Tillbehör



Förlängnings slang			
Art.nr	Längd	Fp	Inner Ø
368.057	100 cm	45	1,5 mm
368.157	150 cm	45	1,5 mm
368.1071	100 cm m. klämma	45	1,5 mm
368.1571	150 cm m. klämma	45	1,5 mm



Kork till spruta		
Art.nr	Längd	Fp
828.017 ¹	1 kork/fp	200
828.087 ²	8 korkar/fp	200

¹ 1 kork i varje sterilförpackning
² 8 korkar i varje sterilförpackning



Kork till sond		
Art.nr	Fp	Kommentar
VZBOUFENFIT / 829.07	200	Kommer att ha art.nr 829.07 då nuvarande lager av art.nr VZBOUFENFIT är slut



Uppdragningsrör för läkemedel		
Art.nr	Längd	Fp
817.057	5 cm	100
817.157	15 cm	50

nutrifit®: Tillbehör



Trevägskran		
Art.nr	Fp	Kommentar
VZROB3VENFIT / 5802.07	200	Kommer att ha art.nr 5802.07 då nuvarande lager av art.nr VZROB3VENFIT är slut



Adapter Nutrisafe 2 (hon-koppling) – ENFit (han-koppling)	
Art.nr	Fp
368.72	100



Adapter ENFit (hon-koppling) – Nutrisafe 2 (han-koppling)	
Art.nr	Fp
0VEACC510	50



Skruvkork till läkemedelsflaska		
Art.nr	Storlek	Fp
VZBTFSMPMENFIT	Small	150
VZBTFSMMENFIT	Medium	150
VZBTFSGMENFIT	Large	150

Vid frågor vänligen kontakta:

info@vygon.se

010-1886400