

**PRODUKTBLAD**



<b>Produktnamn:</b>	<b>Grip-lok fixeringsförband för PICC line och Midline</b>
<b>Artikelnummer:</b>	5804.04
<b>Material:</b>	Polypropylen, Polyuretan, Polyester och Akryl
<b>Storlek:</b>	9 cm x 3,5 cm
<b>Avdelningsförpackning:</b>	50 st
<b>Transportförpackning:</b>	500 st
<b>Övrigt:</b>	Latexfri och PVC-fri
<b>Produkten är CE-märkt:</b>	Ja