

## Enterala nutritionsprodukter – näring och tillbehör RJL 2019/2808

Upphandlat sortiment från Vygon (Sweden) AB

### nutrisafe<sup>2</sup>® - Enterala sprutor



Enteralsprutor med säkerhetskoppling som omöjliggör felkopplingar med andra system tex luer-lock.

Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Storlek ml	Avd.fp st	Trp.fp st
1015.014	80008027	43683	1	100	2400
1015.024	80008028	43682	2,5	100	2000
1015.054	80008029	43680	5	100	1600
1015.104	80008030	43675	10	100	1000
1015.214	80008031	43679	20	80	800

### nutrisafe<sup>2</sup>® - Diskbara enterala sprutor



Diskbara enteralsprutor med säkerhetskoppling som omöjliggör felkopplingar med andra system tex luer-lock. Sprutorna kan användas under 7 dagar eller diskas 30 gånger.

Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Storlek ml	Avd.fp st	Trp.fp st
1012.01	80101201	43677	1	100	3200
1012.02	80101202	43678	2,5	100	3200
1012.05	80101205	43681	5	100	1600
1012.10	80101210	43676	10	100	1200
1012.20	80101220	43684	20	50	800

### nutrisafe<sup>2</sup>® - Sonder utan ledare



Polyuretan matningssond med säkerhetskoppling. Röntgentät med två laterala hål. Centimeter märkning. Stängd tip. Konnektor med lock. Lockets färg indikerar vilken storlek (Fr) sonden har

Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Längd cm	Storlek Fr	Avd.fp st	Trp.fp st
1361.042	80008025	43689	50	4	50	600
1361.052	80008026	43687	50	5	50	600
1363.062	8008043	43688	75	6	25	600

## nutrisafe2<sup>®</sup> - Kork till enteralsprutor



Kork till enteralsprutor med säkerhetskoppling.				
Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Avd.fp st	Trp.fp st
828.01	80008033	43686	100	4800

## nutrisafe2<sup>®</sup> Uppdragningslock med spike



Uppdragningslock med säkerhetskoppling som används för att dra upp läkemedel, vitaminer m.m ur flaska med mebran				
Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Avd.fp st	Trp.fp st
821.012	17012821	43691	50	400

## nutrisafe2<sup>®</sup> - Uppdragningsrör



Uppdragningsrör med säkerhetskoppling för läkemedel och viskösa vätskor						
Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Längd cm	Int Ø – Ext Ø mm	Avd.fp st	Trp.fp st
817.052	8008032	43690	5	1,2 – 2,0	100	1800

## nutrisafe2<sup>®</sup> - Adapter Nutrisafe 2 - ENFit



Adapter som används mellan sond med Nutrisafe 2 – koppling och aggregat med ENFit-koppling				
Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Avd.fp st	Trp.fp st
368.72	80002786	46438	100	1800

## nutrifit<sup>®</sup> - Förlängningsslang med klämma ENFit koppling



Förlängningsslang till sonder med ENFit koppling						
Vygon Art.nr	Regionens Art.nr	Sesam LMN Art.nr	Längd cm	Int Ø – Ext Ø mm	Avd.fp st	Trp.fp st
368.1071	17192637	53202	100	1,5 – 2,5	45	270

Vid frågor vänligen kontakta:

Margareta Arnlund, Tel: 0702-157070, [margareta.arnlund@vygon.se](mailto:margareta.arnlund@vygon.se)