


**PRODUKTBLAD**



**Produktnamn: Magsond, dubbellumen (PUR)**

Art.nr	Fr	Antal sidohål	Längd (cm)	Avd.fp (st)	Trp.fp (st)
<b>1340.06</b>	6	6	60	10	180
<b>1340.08</b>	8	6	60	10	180
<b>1340.10</b>	10	10	90	10	180
<b>1340.12</b>	12	10	120	10	180
<b>1340.14</b>	14	10	120	10	180
<b>1340.16</b>	16	10	120	10	180
<b>1340.18</b>	18	10	120	10	180
<b>1340.21</b>	21	10	120	10	120

**Material:** PUR (Polyuretan) – sonden  
PVC (Ftalatfri) – grå och blå kopplingsdel  
PA (polyamid) – koniska adaptern för anslutning till sug

**Användningstid:** 3-4 veckor

**Övrig information:** Konisk adapter för koppling till sug medföljer. Sonden används till att dränera magsäcken på sekret och luft genom möjlighet till kontinuerlig aspiration då dubbla kanaler förhindrar att magsäckens slemhinna skadas. Tydlig centimetermarkering med siffror och röntgentråd.

**Produkten är CE-märkt:** Ja