

## PRODUKTBLAD



**Produktnamn:** **Magsond, dubbellumen (PVC)**

Art.nr	Fr	Antal sidohål	Längd (cm)	Avd.fp (st)	Trp.fp (st)
340.30	30	10	120	15	15
340.36	36	10	120	15	15

**Material:** PVC (mjukgörare TOTM)

**Användningstid:** 3-5 dagar

**Övrig information:** Sonden används till att dränera magsäcken på sekret och luft genom möjlighet till kontinuerlig aspiration då dubbla kanaler förhindrar att magsäckens slemhinna skadas. Tydlig centimetermarkering med siffor och röntgentråd.

**Produkten är CE-märkt:** Ja