

PRODUKTBLAD



Produktnamn: Magsond, dubbellumen (PVC)

Art.nr	Fr	Antal sidohål	Längd (cm)	Avd.fp (st)	Trp.fp (st)
340.06	6	6	60	10	180
340.08	8	6	60	10	180
340.10	10	10	90	10	180
340.12	12	10	120	10	180
340.14	14	10	120	10	180
340.16	16	10	120	10	180
340.18	18	10	120	10	180
340.21	21	10	120	10	180

Material: PVC (mjukgörare TOTM)

PA (polyamid) – koniska adaptern för anslutning till sug

Användningstid: 3-5 dagar

Övrig information: Konisk adapter för koppling till sug medföljer. Sonden används till att dränera magsäcken på sekret och luft genom möjlighet till kontinuerlig aspiration då dubbla kanaler förhindrar att magsäckens slemhinna skadas. Tydlig centimetermarkering med siffor och röntgentråd.

Produkten är CE-märkt: Ja