



Produktnamn: PPS™ CT

Beskrivning: Stickskyddad venportskanyl med slang. Enhandssystem. MR kompatibel och CT kompatibel, max 300 psi (samtliga storlekar)


Material: PE, PVC, ABS, POM, PP, rostfritt stål. Ftalatfri och latexfri

Steriliseringmetod: Ethylene oxide

Produkten är CE-märkt

Art.nr med lateral injektionsport	Art.nr utan lateral injektionsport	Gauge	Kanyl Ø mm	Längd kanyl mm	Avd.fp st	Trp.fp st	Max flödes-hastighet
811507*	801507*	22G	0,7	15	12	360	2ml/sek 300 psi
811707	801707			17			
812007	802007			20			
812507	802507			25			
813007	803007			30			
813507	803507	22G	0,7	35	12	360	5ml/sek 300 psi
811509*	801509*	20G	0,9	15	12	360	
811709	801709			17			
812009	802009			20			
812509	802509			25			
813009	803009			30			
813509	803509	20G	0,9	35	12	360	
811511*	801511*	19G	1,1	15	12	360	
811711	801711			17			
812011	802011			20			
812511	802511			25			
813011	803011			30			
813511	803511	19G	1,1	35	12	360	

*Endast för pediatrikt bruk



PROTECTION
needle tip and body